

[Validé Par Ko] P53 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0017632



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de Lapin anti-p53 validé par KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec le p53 humain, de souris et de rat. Cible le suppresseur de tumeur p53, idéal pour les études sur l'apoptose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] p53 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7157
GenelD	7157
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-393 du p53 humain (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04637
Poids moléculaire Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace