


[KO Validé] Ppp1Cc Lapin Pab - P36873

Numéro d'article: CM0025194



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PPP1CC humaine (sous-unité catalytique PP1-gamma), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la PPP1CC humaine, murine et de rat (37 kDa). Essentiel pour la division cellulaire, le métabolisme du glycogène et la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] PPP1CC Lapin pAb
Remarques/Alias	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5501
ID du gène	5501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de la PPP1CC humaine (NP_002701.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36873
Poids moléculaire de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace