


[Validé Ko] Rag2 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P55895

Numéro d'article: CM0025672



Introduction

Anticorps polyclonal lapin RAG2 validé KO pour WB et ELISA, validé chez l'Humain et la Souris. Cible la protéine 2 d'activation de la recombinaison V(D)J de 59kDa, critique pour la diversité des récepteurs immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] RAG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAG-2; G2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5897
GeneID	5897
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-527 de RAG2 humain (NP_000527.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P55895
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace