


[Validé Ko] Rpl22 Lapin Pab - P35268

Numéro d'article: CM0023668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPL22 humaine (protéine ribosomique L22 de 60S). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur les protéines ribosomiques et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] RPL22 Lapin pAb
Remarques/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6146
GeneID	6146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de la RPL22 humaine (NP_000974.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35268
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace