

[Ko Validé] Smarcc1/Baf155 Lapin Pab Pour Wb, Ip, Elisa - Q92922

Numéro d'article: CM0029981



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMARCC1/BAF155, validé pour WB, IP, ELISA. Reconnaît le SMARCC1 humain (~123 kDa), une sous-unité du complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF impliquée dans la régulation transcriptionnelle et le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] SMARCC1/BAF155 Lapin pAb
Remarques/Alias	HYC5 ; Rsc8 ; SRG3 ; SWI3 ; BAF155 ; CRACC1 ; 55
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6599
GeneID	6599
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92922
Poids protéique	123 kDa
Expédition	Sac de glace