


[Validé Ko] Pac Rabbit Stat5B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Numéro d'article: CM0019352



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAT5B humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAc Rabbit STAT5B
Remarques/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6777
ID de gène	6777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 586-787 de STAT5B humain (NP_036580.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51692
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace