


[KO Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trim21/Ss-A Pour Wb, Elisa - P19474

Numéro d'article: CM0005514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TRIM21/SS-A humain (protéine Ro de 52 kDa), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'auto-immunité, l'ubiquitination et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-TRIM21/SS-A
Remarques/Alias	SSA ; RO52 ; SSA1 ; RNF81 ; Ro/SSA ; -A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6737
GeneID	6737
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19474
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace