

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Ttl12 Pour Wb, Elisa - Q14166

Numéro d'article: CM0020911

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TTL12 validé par KO pour WB et ELISA, détecte le TTL12 humain, de souris et de rat (74kDa). Idéal pour l'étude de la modification des tubulines, de la mitose, de la stabilité des chromosomes et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] TTL12 Lapin pAb
Remarques/Alias	dj526l14.2; 12
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23170
ID de gène	23170
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 485-644 du TTL12 humain (NP_055955.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14166
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace