

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-TxlNa - P40222

Numéro d'article: CM0021400

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-taxiline humaine (TXLNA) pour le WB et l'ELISA. Immunogène protéique recombinant dirigé contre les acides aminés 1-160. Validé sur des modèles knockout. Idéal pour la recherche sur le trafic des vésicules et l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-TXLNA
Remarques/Alias	IL14; TXLN; NA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200081
GeneID	200081
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la TXLNA humaine (NP_787048.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40222
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace