

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2C Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Numéro d'article: CM0023787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2C humain (UbcH10), validé pour les études de knock-out. Adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. L'UBE2C catalyse l'ubiquitination et favorise la dégradation médiée par l'APC/C pendant la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2C
Remarques/Alias	UBCH10 ; dj447F3.2 ; 2C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11065
GeneID	11065
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de l'UBE2C humain (NP_008950.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00762
Poids moléculaire protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace