

[Validé Par Ko] Ac M Rabbit Anti-B-Caténine Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0003509



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la β -Caténine humaine (P35222), validé par KO pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Ac m Rabbit anti- β -Caténine
Remarques/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; in
Espèce	Humain
GeneID	1499
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la bêta-caténine humaine (P35222).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace