


Anticorps Polyclonal De Lapin Xiap Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - P98170

Numéro d'article: CM0030934



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin XIAP validé par KO pour WB, ELISA. Détecte XIAP humain, de souris et de rat. XIAP est un inhibiteur de l'apoptose et une ligase E3 ubiquitine qui régule la signalisation NF- κ B, l'immunité et le cancer. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] XIAP Lapin pAb
Remarques / Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	331
Identifiant de gène	331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198-497 de XIAP humain (NP_001158.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98170
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sachet de glace