

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Ythdf2 - Q9Y5A9

Numéro d'article: CM0006545



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé dirigé contre YTHDF2, une protéine de lecture m6A (62 kDa) régulant la stabilité de l'ARNm. Convient pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin YTHDF2
Remarques / Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51441
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5A9
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac isotherme