

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kpnb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

Numéro d'article: CM0025296



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-KPNB1 cible la sous-unité bêta-1 de l'importine, un récepteur clé du transport nucléaire. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	3837
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du KPNB1 humain (NP_002256.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14974
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace