

Anticorps Polyclonal De Lapin Kras Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Numéro d'article: CM0018516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KRAS de haute qualité pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte le KRAS humain, de souris et de rat. Outil essentiel pour la recherche sur la signalisation Ras-MAPK et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KRAS Rabbit pAb
Remarques/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3845
GeneID	3845
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 30-189 de KRAS humain (NP_203524.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01116
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace