

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kras+Hras+Nras Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01111 / P01112 / P01116

Numéro d'article: CM0005168



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Détecte une bande d'environ 18 kDa, ciblant l'extrémité N-terminale conservée ; idéal pour la recherche sur la signalisation Ras-MAPK et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb                                              |
| Remarques/Alias    | NS6 ; CMNS ; KRAS ; NCMS ; ALPS4 ; N-ras ; NRAS1 ; KRAS+HRAS+NRAS      |
| Espèce             | Humaine                                                                |
| GeneID (Humain)    | 4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)                                |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant aux aa 1-100 de NRAS humain (P01111) |
| Source             | Lapin                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                  |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                      |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                    |
| SWISS              | P01111 / P01112 / P01116                                               |
| Poids protéique    | 18 kDa                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                           |