


Anticorps Monoclonal L3MbtI3 De Lapin Pour Wb, Ip, Elisa - Q96Jm7

Numéro d'article: CM0003299



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine L3MBTL3 (MBT-1), un régulateur de la chromatine impliqué dans la signalisation Notch et la dégradation protéique. Validé pour WB, IP et ELISA sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L3MBTL3 mAb de lapin
Remarques / Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	84456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-255 de la L3MBTL3 humaine (NP_115814.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96JM7
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace