

Anticorps Polyclonal De Lapin Acide Lactique-Histone H3-K18 (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine lactylée 18 de l'histone H3 humaine, adapté pour WB, DB et ELISA. Détecte les échantillons humains, de souris et de rat avec une réactivité prévue large. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acide lactique-Histone H3-K18 pAc Lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acide lactique-Histone H3-K18
Espèce	Humain
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide lactylé synthétique autour de K18 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prévue)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace