

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre L'histone H3-K18 Lactylé (Q16695/P68431) Pour La Recherche Épigénétique

Numéro d'article: CM0000080



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'histone H3 lactylé au niveau de la lysine 18 (SWISS : Q16695/P68431). Validé pour le Western blot et l'ELISA avec une large réactivité croisée (humain, souris, rat). Adapté à l'étude de la lactylation des histones et de la régulation métabolique des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre l'histone H3-K18 lactylé
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3-K18 lactylé
Espèce	Humain
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide lactylé synthétique situé autour de K18 de l'histone H3-K18 lactylé humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps dirigés contre des modifications post-traductionnelles
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace