


Anticorps Monoclonal Lapin Lamin B1 Pour Wb, Ihc-P - P20700

Numéro d'article: CM0002431



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Lamin B1 pour WB et IHC-P, validé sur humain, souris et rat. Composant clé de la lamina nucléaire, idéal pour la recherche sur l'organisation de la chromatine et les laminopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lamin B1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4001
GeneID	4001
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de la Lamin B1 humaine (P20700).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20700
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace