


Anticorps Monoclonal Lapin Lamin B2 Pour Western Blot - Q03252

Numéro d'article: CM0008168



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant Lamin B2 pour Western blot, IHC, IF et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la lamina nucléaire et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lamin B2 mAb Lapin
Remarques/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84823
GeneID	84823
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03252
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace