


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamtor5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43504

Numéro d'article: CM0026745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAMTOR5 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine LAMTOR5 du complexe Régulateur (HBXIP), impliquée dans la signalisation mTORC1 et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LAMTOR5
Remarques/Alias	XIP ; HBXIP ; LAMTOR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10542
GeneID	10542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-173 de LAMTOR5 humain (NP_006393.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43504
Poids moléculaire protéique	10 kDa
Expédition	Sac de glace