


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lc3B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8

Numéro d'article: CM0017964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LC3B (pAb) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec LC3B humain, souris et rat. Idéal pour les études sur l'autophagie et le contrôle de la qualité mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	LC3B Lapin pAb
Remarques/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Espèce	Humain
ID de gène	81631
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de LC3B humain (NP_073729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ8
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace