

## Anticorps Monoclonal Lapin Contre Le Récepteur Ldl (Ldlr) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Numéro d'article: CM0002034



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le récepteur LDL humain (LDLR), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin contre le récepteur LDL (LDLR)                                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)                                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 3949                                                                                                                                                          |
| GeneID               | 3949                                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique   Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 761 et 860 du récepteur LDL humain (LDLR) (NP_000518.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                         |
| Applications         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                           |
| SWISS                | P01130                                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 95 kDa                                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                  |