

Anticorps Polyclonal De Lapin Lect1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075829

Numéro d'article: CM0026872

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LECT1/Chondromoduline (CNMD) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur le développement du cartilage, l'angiogenèse et les valves cardiaques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LECT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11061
ID de gène	11061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-334 de LECT1 humaine (NP_008946.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075829
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace