

Anticorps Polyclonal De Lapin Lgals2 Pour Wb, If-P, Elisa - P05162

Numéro d'article: CM0028143



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin LGALS2 de haute qualité validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA chez l'homme et la souris. Immunogène recombinant, 15 kDa, UniProt P05162. Idéal pour la recherche sur les lectines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LGALS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HL14 ; LGALS2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-74 de la LGALS2 humaine (NP_006489.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05162
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace