

Lhx2 Lapin Mab Pour Wb Et Elisa - P50458

Numéro d'article: CM0003429

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin LHX2 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec LHX2 humain, murin et de rat, un activateur transcriptionnel impliqué dans le développement lymphoïde et neural. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX2 Lapin mAb
Remarques/Alias	LH2 ; hLhx2 ; LHX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9355
GeneID	9355
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de LHX2 humain (P50458).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50458
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace