

Limd1 Pab De Lapin - Q9Ugp4

Numéro d'article: CM0019650

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LIMD1 humain pour WB et ELISA. Réagit avec LIMD1 humain et murin (72 kDa). Convient aux études sur la suppression tumorale, la signalisation cellulaire et le silençage par ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIMD1 pAb de lapin
Remarques / Alias	LIMD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8994
GeneID	8994
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de LIMD1 humain (NP_055055.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UGP4
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace