

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Limk1 Pour Wb Et Elisa - P53667

Numéro d'article: CM0019193



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LIMK1 de haute qualité pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la dynamique des filaments d'actine et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIMK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Espèce	Humain
ID de gène	3984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-647 de LIMK1 (NP_002305.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53667
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace