

Lin28A Acmo Lapin - Q9H9Z2

Numéro d'article: CM0002184



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-LIN28A validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine humaine LIN28A, un régulateur clé de la biogenèse des miARN et de la pluripotence. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIN28A AcMo Lapin
Remarques / Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Espèce cible	Humain
GeneID	79727
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-209 de la protéine LIN28A humaine (NP_078950.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H9Z2
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace