

Lipin 1 Mab De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q14693

Numéro d'article: CM0010097

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine Lipin 1 humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique, la différenciation des adipocytes et la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lipin 1 mAb de lapin
Remarques / Alias	PAP1; Lipin 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23175
Identifiant du gène	23175
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-200 de la protéine Lipin 1 humaine (Q14693).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14693
Poids de la protéine	99kDa
Expédition	Sac de glace