


Lipocaline-2/Ngal Pab De Lapin - P80188

Numéro d'article: CM0023747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Lipocaline-2/NGAL humaine, validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du métabolisme du fer, de l'immunité innée et des maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lipocaline-2/NGAL pAb de lapin
Remarques / Alias	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalin-2/NGAL
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	3934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-198 de la Lipocaline-2/NGAL humaine (NP_005555.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P80188
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace