

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Llgl2 Pour Western Blot Et Elisa - Llgl2

Numéro d'article: CM0014010

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-LLGL2 validé pour la détection par Western blot (WB) et ELISA de la protéine LLGL2 de souris et de rat (~114 kDa). Convient aux applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LLGL2
Remarques/Alias	Llglh2 ; 9130006H11Rik ; LLGL2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3993
ID du gène	217325
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 938-1027 de la LLGL2 de souris (NP_663413.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Poids moléculaire de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace