

Lox AcM De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Numéro d'article: CM0003861

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre LOX (lysyl oxydase), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec LOX humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la fibrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LOX AcM de lapin
Remarques / Alias	AAT10; LOX
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4015
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 318 et 417 de la LOX humaine (P28300)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28300
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace