

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lpin2 Pour Western Blot Et Elisa - Q92539

Numéro d'article: CM0018656

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LPIN2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec LPIN2 humain et murin, une phosphatase de l'acide phosphatidique impliquée dans le métabolisme lipidique. Convient à la recherche sur le métabolisme et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LPIN2 pAb de lapin
Remarques/Alias	LPIN2 ; lipine 2
Espèce	Humain
ID du gène	9663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-400 de LPIN2 humain (NP_055461.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q92539
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac réfrigérant