

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrg1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q91XI1

Numéro d'article: CM0026802

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LRG1 de souris, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain. Convient pour la recherche sur les protéines à répétitions riches en leucine. Les spécifications incluent un immunogène recombinant et un poids de 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-LRG1
Remarques/Alias	A2GL ; Lrhg ; Lrg ; 1300008B03Rik ; 2310031E04Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	116844
GeneID	76905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-342 de la LRG1 de souris (NP_084072.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q91XL1
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace