


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp1 Pour Wb, Elisa - Q07954

Numéro d'article: CM0013533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRP1 validé pour WB et ELISA, réagissant avec LRP1 humain et murin, un récepteur d'endocytose de 505 kDa critique dans le métabolisme lipidique et la propagation de TAU. Soutient la recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-LRP1
Remarques/Alias	APR ; KPA ; LRP ; A2MR ; CD91 ; APOER ; LRP1A ; TGFBRS ; IGFBP3R ; IGFBP-3R ; IGFBP3R1 ; LRP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-168 de LRP1 (NP_002323.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q07954
Poids moléculaire de la protéine	505 kDa
Expédition	Sac de glace