

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsmp Pour Wb, Elisa - Q13449

Numéro d'article: CM0015513

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-LSAMP convient au Western blot et à l'ELISA et permet de détecter le LSAMP humain, murin et de rat. Il est utile pour étudier le guidage neuronal et le développement des fibres moussues de l'hippocampe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSAMP Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAMP ; IGLON3 ; LSAMP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4045
ID du gène	4045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 219 à 315 du LSAMP humain (NP_002329.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13449
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant