

Lumican (Lum) Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Numéro d'article: CM0027355

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Lumican (LUM) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Spécifique à la lumican humaine, murine et de rat. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la cornée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb anti-Lumican (LUM)
Remarques/Alias	LDC ; SLRR2D ; Lumican (LUM)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4060
GeneID	4060
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51884
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace