

Ly-6A/E (Sca-1) Pab De Lapin - P05533

Numéro d'article: CM0022513

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant Ly-6A/E (Sca-1) de souris, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Idéal pour l'activation des lymphocytes T et la recherche sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ly-6A/E (Sca-1) pAb de lapin
Remarques/Alias	TAP ; Sca1 ; Sca-1 ; Ly-6A.2 ; Ly-6A/E ; Ly-6E.1 ; Ly-6A/E (Sca-1)
Espèce	Souris
ID du gène	110454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de Ly6a de souris. (NP_034868.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05533
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant