

Pab Anti-Ly-6C De Lapin Pour Wb, Elisa - P0Cw02

Numéro d'article: CM0019330

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Ly-6C validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant l'antigène lymphocytaire 6C1 de la souris (protéine membranaire ancrée par GPI). Convient à la recherche sur les cellules immunitaires et au développement de tests de diagnostic in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-Ly-6C de lapin
Remarques/Alias	Ly6c ; Ly-6C ; Ly-6C1
Espèce	Souris
GeneID	17067 (souris)
Immunogène	Protéine recombinante Ly-6C de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P0CW02
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant