

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ly-6G Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Numéro d'article: CM0007191

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ly-6G haute performance pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Validé chez la souris, il cible l'antigène lymphocytaire 6G de 14 kDa (P35461) pour la recherche sur la moelle osseuse et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Ly-6G
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID	546644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-105 de Ly-6G de souris (NP_001297367.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant