


Anticorps Polyclonal De Lapin Lyar Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nx58

Numéro d'article: CM0021555



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin LYAR (Q9NX58) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour l'étude des rôles de LYAR dans le traitement du rRNA et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LYAR Lapin pAb
Remarques/Alias	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55646
GeneID	55646
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-160 de LYAR humain (NP_060286.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX58
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace