

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lysozyme (Lyz) - P61626

Numéro d'article: CM0016845



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-lysozyme (LYZ) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le lysozyme C humain et murin, une enzyme bactériolytique. Idéal pour l'étude de l'activité antimicrobienne et de l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lysozyme (LYZ), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	LZM ; LYZF1 ; Lysozyme (LYZ)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4069
GeneID	4069
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du lysozyme humain (Lysozyme (LYZ)) (NP_000230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P61626
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant