

Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique De La Polyubiquitine À Liaison M1 Pour Applications Wb, Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000067

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant spécifiquement la polyubiquitine à liaison M1, validé pour le western blot, le dot blot et l'ELISA. Détecte les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour les études de liaison des chaînes d'ubiquitine et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin spécifique de la polyubiquitine à liaison M1
GeneID (Humain)	7314
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la polyubiquitine spécifique de liaison M1 humaine (NP_066289.3/NP_061828.1)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace