


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mad1/Mad1L1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6D9

Numéro d'article: CM0014408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine MAD1 (MAD1L1), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le point de contrôle de l'assemblage du fuseau et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAD1/MAD1L1
Remarques/Alias	MAD1 ; MVA7 ; PIG9 ; TP53I9 ; TXBP181 ; MAD1/MAD1L1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8379
GeneID	8379
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-700 de MAD1L1 humain (NP_001013859.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6D9
Poids moléculaire protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace