


Acm De Lapin Contre Mad2B/Mad2L2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI95

Numéro d'article: CM0011920



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre MAD2B/MAD2L2 (REV7) pour Western Blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acm de lapin contre MAD2B/MAD2L2
Remarques / Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10459
GeneID	10459
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de MAD2B/MAD2L2 humain (Q9UI95).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UI95
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace