


Madcam1 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Numéro d'article: CM0027991



Introduction

anticorps polyclonal de lapin anti-MADCAM1 adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec MADCAM1 humain, de souris et de rat (~40 kDa). Idéal pour l'étude de l'immunité muqueuse et du trafic des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MADCAM1 pAb de lapin
Remarques / Alias	MACAM1; MADCAM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	8174
Identifiant du gène	8174
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine MADCAM1 humaine (NP_570116.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13477
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace