

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mafb Pour Wb Et Elisa - Q9Y5Q3

Numéro d'article: CM0017003

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-MAFB cible le facteur de transcription humain MafB (36 kDa). Validé pour la WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'hématopoïèse et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MAFB
Remarques/Alias	KRML ; MCTO ; DURS3 ; MAFB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9935
GeneID	9935
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9Y5Q3
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace