

Magoh Pab Lapin - P61326

Numéro d'article: CM0030058



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAGOH pour applications WB/ELISA. Reconnaît MAGOH (17 kDa) humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm, le complexe de jonction d'exons et la dégradation médiée par un codon stop prématuré.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAGOH pAb Lapin
Remarques / Alias	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4116
GeneID	4116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de MAGOH humain (NP_002361.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61326
Poids moléculaire de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace